

Silverfox kyynärtuki parin vaihto

KMJCFOXOSA058

KMJCFOXOSA147

KMJCFOXOSA146

Ohjeaika: 6 min, 12 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 6 mm
- Kiintoavain 13 mm

Tätä ohjetta voi käyttää kummankin puolen kyynärtuen irrottamiseen.



Irrota kyynärtuen kiinnityspulttien suojakorkit.



Irrota kyynärtuen kiinnityspultit.
(hylsy 6 mm). Istuinosan kiinnityspultit.
(kiintoavain 13 mm).



Ota kyynärtuki pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.